

CERTIFICADO DE QUALIDADE RNA MEIOS DE CULTURA

CLED+MACCONKEY+CHROMAGAR ORIENTATION (TRIPLACA)

Cód. produto	Registro MS	Apresentação	Produção	Data do teste	Testado por
72.2	10443010014	Pacote com 10 Triplacas	Lote: 001 Fab: 03/02/12 Val: 03/08/12	06/02/12	RNA Laboratórios LTDA CQ

TESTES DE FUNCIONABILIDADE E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

METODOLOGIA	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ENCONTRADOS
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Cled: Colônias amarelas MacConkey: SC Chromagar Orientation - SC	Satisfatório
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Cled: Colônias amarelas MacConkey: colônias rosas Chromagar Orientation – Colônias rosas	Satisfatório
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433	Cled: Colônias amarelas MacConkey: SC Chromagar Orientation – colonias azuis	Satisfatório
pH	Cled: 7.2 / MacConkey: 7.3 / Chromagar Orientation: 6.9	Cled: 7.2 / MacConkey: 7.3 / Chromagar Orientation: 6.9
Coloração	Cled: verde / MacConkey: vermelho / Chromagar Orientation: amarelo claro	Cled: verde / MacConkey: vermelho Chromagar Orientation : amarelo claro
Aspecto	Homogêneo	Homogêneo
Outras características	NA	NA

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A=anormal

TESTE DE ESTERILIDADE

METODOLOGIA	PERÍODO	TESTES	RESULTADOS
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	6 meses	17°C – 25°C	NA
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	10 dias	17°C – 25°C	SC/N
Análise de contaminação visual	24 horas	37°C	SC

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A=anormal

TESTE DE ESTABILIDADE E FUNCIONABILIDADE DO RETÊM

METODOLOGIA	PERÍODO	18 - 25°C	2 -8°C	> 36°C
Contaminação	6 meses	NA	NA	NA
Alteração de cor	6 meses	NA	NA	NA
Características físicas	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa padrão <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa padrão <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa padrão <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433	6 meses	NA	NA	NA

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A=anormal

OBS:

- Cada cepa padrão é semeada em uma unidade do produto em todos os meios do mesmo.
- Qualquer quantidade de colônias presentes indica positividade para o controle de qualidade do produto acabado.
- Responsável técnico do LCQ é a/o RT do Laboratório de análises clínicas responsável pela análise.
- LCQ: local onde são processadas as análises de CQ.

LCQ- analista	Greicy Echer CRF-PR 20.336
Responsável técnico	Greicy Echer CRF-PR 20.336